

HARTMANN



Produktinformation

Peha-soft® latex protect

puderfrei, komfortabel, sicher



Produkteigenschaften

- Aus naturweißem, weichem, puderfreiem Naturkautschuklatex
- Texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit
- Sehr gutes Tastempfinden und leicht anzuziehen
- Hochelastisch und reißfest
- Hoher Tragekomfort und optimale Passform



Schutzfunktionen

- Qualifiziert als Medizinprodukt Klasse I unsteril
- Qualifiziert als Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III
- Beständig gegen verschiedene Chemikalien und Schutz vor pathogenen Keimen und Viren

Dreifacher
Schutz

für die
Umwelt

für das
Budget

für den
Anwender



Anwendungsgebiete

- Für Untersuchungen und medizinische Tätigkeiten
- Geeignet für den Einsatz in Laboren und im Umgang mit Flächendesinfektion
- Geeignet für den Einsatz in Küchen und im Umgang mit Lebensmitteln

Artikelnummer	PZN	Größe	Menge Faltschachtel (FS)	Menge Originalkarton (OK)
9420060	18605672	XS (5-6)	100 Handschuhe	10 Faltschachteln
9420070	18605689	S (6-7)	100 Handschuhe	10 Faltschachteln
9420080	18605695	M (7-8)	100 Handschuhe	10 Faltschachteln
9420090	18605703	L (8-9)	100 Handschuhe	10 Faltschachteln
9420100	18605726	XL (9-10)	100 Handschuhe	10 Faltschachteln