

TAiMA VENTUM



 150 kg

- Gesamtmaße L x B x H (cm): 68 x 62,5 x 77,5
- Breite gefaltet (cm): 24
- Sitzhöhe (cm): 61
- Sitzbreite (cm): 42
- Sitztiefe (cm): 20
- Gesamthöhe min./max. (cm): 77,5 / 95
- Schiebegriffhöhe, verstellbar (cm): 7 Stufen x 2,5
- Gewicht (kg): 7,7
- Max. Belastbarkeit Tasche (kg): 5
- Abb. mit optionalem Zubehör
Hier: Premium Tasche schwarz/amarena und Rückengurt, amarena/schwarz

TAiMA VENTUM



 150 kg

- Gesamtmaße L x B x H (cm): 68 x 62,5 x 77,5
- Breite gefaltet (cm): 24
- Sitzhöhe (cm): 61
- Sitzbreite (cm): 42
- Sitztiefe (cm): 20
- Gesamthöhe min./max. (cm): 77,5 / 95
- Schiebegriffhöhe, verstellbar (cm): 7 Stufen x 2,5
- Gewicht (kg): 7,7
- Max. Belastbarkeit Tasche (kg): 5
- Abb. mit optionalem Zubehör
Hier: Premium Tasche schwarz/cashmere und Rückengurt, cashmere/schwarz