



Lieferumfang 2023 inkl. neues Etui

NEUHEIT

Das Veinlite LED+ ist das weiter entwickelte Veinlite LED für den Venenzugang.

Technik und Ausstattung

- Zwei getrennt oder gemeinsam schaltbare LED's Ringlichter mit
 - 22 orangen LED's für oberflächliche Venen
 - 6 roten LED's für tieferliegende Venen
- einmalverwendbare klare Plastikschutzhüllen (50 Stck. bereits beige packt)
- Aufladbarer Lithium-ion Akku mit Ladekabel für USB Anschluß
- automatische Lichtabschaltung bei Nichtbenützung zur Vermeidung der Akku Entladung
- Sichtfeldverkleinerungsadapter, Lichtabschirmungsadapter und Instrumententasche inkludiert
- Gewicht 78 g – Größe 99 x 57 x 22 mm
- Ringlicht Innendurchmesser 27 mm, hufeisenförmige Ausbildung für den Punktionszugang bei gleichzeitiger Hautstreckung
- Punktions Zugangsöffnung 15 mm breit

TransLite

Medical transillumination LLC, USA
Servicecenter für Europa
www.veinlite.eu

MedTech Innovations Dipl.Vw. Ing. Norbert Artner
D 85293 Reichertshausen, Händelstrasse 5
A 9500 Villach, Fabriksteig 10/4

Tel. + 43 664 2843 664,
Email : office@veinlite.eu

Veinlite LED + – das lichtstarke Veinlite für den universiellen Venenzugang



Die Vorteile gegenüber dem bisherigen Veinlite LED

- ➔ 100 % hellere Lichtausleuchtung für die kontrastreiche Venenvisualisierung
- ➔ 22 orange LEDs anstelle bisher 12 LEDs
- ➔ um 65 % vergrößertes Sichtfeld
- ➔ leichtes USB Ladekabel anstelle des bisherigen Ladegerätes



klein , leicht und portabel

USB aufladbarer Akku Betrieb

FDA und CE registriert, intuitiv zu bedienen

Hervorragendes Hilfsmittel für Venenzugang