

UP-X899MD

Analoger und digitaler A6-Schwarz-weiß-
Thermodrucker



Übersicht

Der UP-X899MD ist ein kompakter A6-Schwarzweiß-Digitaldrucker und der Nachfolger der medizinischen Druckerserie UP-898 von Sony. Er liefert Hochgeschwindigkeitsdruck in hoher Qualität in Schwarzweiß mit verbesserter Bildgenauigkeit, verbesserter Benutzeroberfläche/Druckschneider und verbesserter Umweltfreundlichkeit.

Funktionen

Speichern von Standbildern auf einem USB-Laufwerk

Der UP-X899MD kann automatisch gedruckte Standbilder von digitalen und Videoeingängen auf einem angeschlossenen USB-Laufwerk speichern.

Verwendbar mit einer breiten Palette von Modalitäten

Eine Auswahl an analogen Composite-Video- und PC-freundlichen digitalen USB-Eingängen ermöglicht den flexiblen Einsatz mit einer Vielzahl von Modalitätsgeräten.

Weitreichende PC-Kompatibilität

Für maximale Flexibilität wird eine breite Palette von PC-Treibern für Windows 10 und 11 bereitgestellt. Wenn Sie den kompatiblen Modus wählen, können Sie den Treiber 898/897 auswählen.

Erfüllt medizinische Vorschriften

Dieses Produkt wird in den USA und der EU als medizinisches Produkt vertrieben und erfüllt die entsprechenden Produktsicherheitsstandards (z. B. IEC 60601-1).

* Weitere Informationen erhalten Sie in einer Sony Niederlassung in Ihrer Nähe oder von einem autorisierten Sony Händler.

Technische Daten

Technische Daten

Druckmethode	Direkter Thermodruck
Auflösung	325 dpi
Abstufung	8 Bit (256 Stufen)
Bildelemente	Digital: 1280 × 2560 Bildpunkte Video NTSC: 720 × 504 Bildpunkte Video PAL: 720 × 604 Bildpunkte
Bildbereich	Digital: 100 × 200 mm / 3 7/8 × 7 7/8 Zoll (Max) STD Video NTSC: 94 × 73 mm, Video PAL: 94 × 71 mm (WIDE1) SIDE Video-NTSC: 96 × 124 mm, Video-PAL: 96 × 127 mm (WIDE1)

Technische Daten

Papierformat	Papierbreite von 110 mm
Druckgeschwindigkeit	Hochgeschwindigkeitsmodus: Ca. 2 Sekunden/Bild (bei Standardeinstellung) (1280 × 960 Bildpunkte) Normalgeschwindigkeitsmodus: Ca. 3,8 Sekunden/Bild (bei Standardeinstellung) (1280 × 960 Bildpunkte)
Schnittstelle	Hi-Speed USB-Anschluss (USB 2.0): Typ C (für Datenempfang) (1 x) VIDEO IN: BNC-Typ (NTSC- oder PAL-Composite-Videosignale) (1)
Druckertreiber SW	Microsoft Windows 10, 11
Bildanforderungen	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Eingangsstrom	0,75 A bis 0,5 A
Betriebstemperatur	10°C bis 40°C (50°F bis 104°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Temperatur bei Lagerung und Transport	–20°C bis +60°C (–4 °F bis +140°F)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung und Transport	20 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen (B*H*T)	154 × 88 × 208 mm (6 1/8 × 3 1/2 × 8 1/4 Zoll)
Gewicht	2,0 kg (4 lb 6,5 oz) (nur Drucker)
Mitgeliefertes Zubehör	Thermokopf-Reinigungsblatt (1 x) CD-ROM (1 x) Hinweise zur erstmaligen Benutzung des Druckers (1) Liste mit Servicekontakten (1) Thermodruckmedien UPP-110HG/SET(1) Informationen für Kunden in Europa (1)
EC-Richtlinie	* Bei den Maßen handelt es sich um ungefähre Werte. Dieses Produkt wird in den USA und der EU als medizinisches Produkt vertrieben und erfüllt die entsprechenden Produktsicherheitsstandards (z. B. IEC 60601-1)**. ** Weitere Informationen erhalten Sie in einer Sony Niederlassung in Ihrer Nähe oder von einem autorisierten Sony Händler.

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: [Klicken Sie hier](#), um zu überprüfen, ob Ihr Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.