





Untersuchungsliege 211.1180.0
Polsterfarbe eisblau 108, Lackierung grauweiß RAL 9002
Untersuchungsliege 211.1190.0
Polsterfarbe agavengrün 109, Gestell verchromt

varimed® **CE MD****Liegen**¹ classic
² comfort**Hinweis!**

In der Orthopädie und für die Massage empfiehlt es sich, Liegen mit Längs- und Querverstrebung einzusetzen.

Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!

Modell-Nr. Beschreibung

211.1080.0 Untersuchungsliege³ CE MD

Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, Polster 50 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, Sichere Arbeitslast: 225 kg

211.1180.0 Untersuchungsliege³ CE MD

Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung + 40°, Sichere Arbeitslast: 225 kg

211.1190.0 Untersuchungsliege CE MD

Ausführung wie 211.1180.0, jedoch Gestell verchromt.

200.0970.0 Papierrollenhalter

für Papierrollen bis 500 mm Breite

200.1030.0 Papierrolle

500 mm breit

200.6500.0 Gestellbeschichtung

(o. Abb.) nach Farbkarte für 211.1080.0 und 211.1180.0

200.4380.0 Nasenschlitz im Kopfteil

(o. Abb.) für Liegen 211.1180.0 und 211.1190.0

200.4390.0 Füllstück für Nasenschlitz

(o. Abb.)

¹ 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,

² 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).
Bitte Seite 40 beachten.

³ Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007.
Bitte bei Bestellung angeben.