

AVANT 431

Electric treatment table



ENG

- Electric massage table with four bodies for physiotherapy treatments.
- Adjustable height from 47 cm to 97 cm in flat position.
- Adjustable headrest with gaslift -30°/+70° tilt and manually adjustable armrests.
- Perimeter bar for height adjustment.
- System of 4 retractable wheels for easy movement.
- Includes facial hole.
- Roll holder included.

ESP

- Camilla de masajes eléctrica de cuatro cuerpos para tratamientos de fisioterapia.
- Altura ajustable de 47 cm a 97 cm en posición plana.
- Reposacabezas ajustable con pistón de gas e inclinación -30°/+70° y reposabrazos ajustables manualmente.
- Barra perimetral para regular la altura.
- Sistema de 4 ruedas retráctiles para facilitar el movimiento.
- Incluye agujero facial.
- Portarrollos incluido.

FR

- Table de massage électrique à quatre corps pour les traitements de physiothérapie.
- Hauteur réglable de 47 cm à 97 cm en position plate.
- Appui-tête réglable avec vérin à gaz, inclinaison -30°/+70° et accoudoirs réglables manuellement.
- Barre périphérique pour le réglage de la hauteur.
- Système de 4 roues rétractables pour un déplacement aisé.
- Trou pour le visage inclus.
- Porte-rouleau inclus.

IT

- Lettino da massaggio elettrico a quattro corpi per trattamenti di fisioterapia.
- Altezza regolabile da 47 cm a 97 cm in posizione piana.
- Poggiatesta regolabile con pistone a gas inclinazione -30°/+70° e braccioli regolabili manualmente.
- Barra perimetrale per la regolazione dell'altezza.
- Sistema di 4 ruote retrattili per un facile spostamento.
- Include foro per il viso.
- Porta rotolo incluso.


DE

- Elektrische Massageliege mit vier Aufbauten für physiotherapeutische Behandlungen.
- Verstellbare Höhe von 47 cm bis 97 cm in flacher Position.
- Verstellbare Kopfstütze mit Gasfeder -30°/+70° Neigung und manuell verstellbare Armlehnen.
- Perimeter Bar für die Höhenverstellung.
- System von 4 einziehbaren Rädern für einfache Bewegung.
- Inklusive Gesichtsloch.
- Inklusive Rollenhalter.



**WARRANTY
5 YEARS**

	201 x 68 cm
	47 - 97 cm
	83 kg
	250 kg
	AC 220-240V 50/60Hz
	1 motor, 6000 N DC24V, 5,5 A, 132 W
	10%, Max 2 Min ON/ 18 Min OFF
	5,5 cm - 40 kg/m ³
	Medical PVC



CERTIFICATIONS (EU) 2017/745

Class I Medical Device. European regulation of medical devices

AVANT 431

Electric treatment table

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 110039*

UDI-DI 06976904610024

