

AVANT 201

Electric treatment table

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 110037*

UDI-DI 06976904610024



	201 x 68 cm
	43 - 93 cm
	82 kg
	250 kg
	AC 220-240V 50/60Hz
	1 motor, 6000 N DC24V, 5,5 A, 132 W
	10%, Max 2 Min ON/ 18 Min OFF
	5,5 cm - 40 kg/m ³
	Medical PVC



WARRANTY
5 YEARS

ENG

- Electric massage table with two bodies for physiotherapy treatments.
- Adjustable height from 43 cm to 93 cm in flat position.
- Backrest with 2 gas pistons and inclination +80°/-30°.
- Perimeter bar for height adjustment.
- System of 4 retractable wheels for easy movement.
- Includes facial hole.
- Roll holder included.

ESP

- Camilla de masajes eléctrica de dos cuerpos para tratamientos de fisioterapia.
- Altura ajustable de 43 cm a 93 cm en posición plana.
- Respaldo con 2 pistones de gas e inclinación +80°/-30°.
- Barra perimetral para regular la altura.
- Sistema de 4 ruedas retráctiles para facilitar el movimiento.
- Incluye agujero facial.
- Portarrollos incluido.

FR

- Table de massage électrique à deux corps pour les traitements de physiothérapie.
- Hauteur réglable de 43 cm à 93 cm en position plate.
- Dossier avec 2 pistons à gaz et inclinaison +80°/-30°.
- Barre périphérique pour le réglage de la hauteur.
- Système de 4 roues rétractables pour un déplacement aisé.
- Trou pour le visage inclus.
- Porte-rouleau inclus.

IT

- Lettino da massaggio elettrico a due corpi per trattamenti di fisioterapia.
- Altezza regolabile da 43 cm a 93 cm in posizione piana.
- Schienale con 2 pistoni a gas e inclinazione +80°/-30°.
- Barra perimetrale per la regolazione dell'altezza.
- Sistema di 4 ruote retrattili per un facile spostamento.
- Include foro per il viso.
- Porta rotolo incluso.

DE

- Elektrische Massageliege mit zwei Aufbauten für physiotherapeutische Behandlungen.
- Verstellbare Höhe von 43 cm bis 93 cm in flacher Position.
- Rückenlehne mit 2 Gaskolben und Neigung +80°/-30°.
- Perimeter Bar für die Höhenverstellung.
- System von 4 einziehbaren Rädern für einfache Bewegung.
- Inklusive Gesichtslöch.
- Inklusive Rollenhalter.



CERTIFICATIONS (EU) 2017/745

Class I Medical Device. European regulation of medical devices

AVANT 201

Electric treatment table

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 110037*

UDI-DI 06976904610024

