

Endprodukt

SPM Vakuumflasche 250/500 ml
Art.-Nr. 5000250/50000500

steril, pyrogenfrei

Unterdruck

gem. Verfahrensweisung

Wasser für Injektionszwecke

gem. Verfahrensweisung;
gem. Ph.Eur. in der jeweils gültigen
Fassung

Ausgangsmaterialien

Infusionsflasche

250/500 ml, Typ II, farblos
Herstellungsnorm:
DIN EN ISO 8536-1

Dreilochstopfen

Material: Naturkautschuk
Farbe: natur
Prüfung nach: DIN 58367, Teil 1

Steigrohr PP

Material: Polypropylen
Farbe: natur-transluzent
FDA 21 CFR 177.15250

Flip Cap

Bördelverschluss
Material: Aluminium
Dampfsterilisierbar (30 min, 121 °C)
Plastik-Kappe:
Material: Polypropylen
FDA 21 CFR 177.15250

Aufhängevorrichtung

Material: Polyethylen
Prüfungen nach: DIN 58369

Sterilisation

Dampfsterilisation entsprechend den
Anforderungen der DIN EN ISO 17665

Kennzeichnung

Steriles Packmittel für Laborzwecke
entsprechend DIN EN ISO 15378/GMP

Verpackung / Versendung

mit Aufhängevorrichtung in 10er-Kartons mit integriertem Gefache
Gewicht 250 ml = ca. 1,8 kg
Gewicht 500 ml = ca. 2,7 kg

allgemein

Euro-Paletten-Versand mit Transportsicherung
- Stretchfolie, Kantenschutz und Bandumreifung
- Transport für Lkw geeignet
- Transport für Luftfracht
- Transport für Seefracht in Container geeignet

Standardpackmodus

SPM Vakuumflasche 250 ml = 1700 Stück
- Lage mit 17 x 10 Stück
- gesamt 10 Lagen
- gesamt 170 Kartons
- Höhe ohne Palette ca. 173 cm
- Höhe mit Palette ca. 183 cm
- Gewicht gesamt ca. 342 kg

SPM Vakuumflasche 500 ml = 1080 Stück
- Lage mit 12 x 10 Stück
- gesamt 9 Lagen
- gesamt 108 Kartons
- Höhe ohne Palette ca. 195 cm
- Höhe mit Palette ca. 205 cm
- Gewicht gesamt ca. 311 kg

Spezifikation Europalette

neuwertig
IPPC-Standard (International Plant Protection Convention)
80 x 120 cm, Gewicht 20 kg

Spezifikation Kartonage 250 ml

Wellpappfaltkiste, zweiwellig
Qualität: ktsC120, max. Füllgewicht 20 kg
Innenmaße: 66 x 66 x 144 mm
Verschlussart: umklebt

Spezifikation Kartonage 500 ml

Wellpappfaltkiste, zweiwellig
Qualität: ktsC120, max. Füllgewicht 20 kg
Innenmaße: 79 x 79 x 186 mm
Verschlussart: umklebt

Spezifikation Stretchfolie

PE-Maschinen-Stretchfolie,
500 mm breit, Stärke 12 µm, 2.250 lfm./Rolle,
transparent, mit Doppelkante, Kern 76 mm

Kantenschutz

vorhanden

Bandumreifung

vorhanden

Königswinter, den 24.09.2024