



Schienen

3M™ Scotchcast™ Quick Step Splint
3M™ Scotchcast™ Longuette

6
7

3M™ Scotchcast™ Quick Step Splint

Optimal abgestimmte Eigenschaften: Die beidseitig gepolsterte 3M Scotchcast Quick Step Schiene für schnelles, wirtschaftliches Arbeiten.

Produkteigenschaften

- 7-lagiger Scotchcast-Kern (Fiberglas), rigide
- Weiche, atmungsaktive Filzpolsterung, beidseitig
- Filzpolsterung schützt vor dem Fiberglas-Kern
- Hoher Patientenkomfort
- Angenehmer Tragekomfort
- Fusselfreie Oberfläche
- Geeignet für empfindliche Haut

Vorteile

- Risiko einer falschen Applikation wird ausgeschlossen
- Schnell und ohne Handschuhe applizierbar
- Wasserabweisend
- Einfach anzuwendendes Spendersystem und exaktes Zuschneiden des 3M Scotchcast Quick Step Roll Splint



Bestellinformationen

3M Scotchcast Quick Step Splint

Art.-Nr.	Abmessungen	Verpackungseinheit
75210	5,1 cm × 25,4 cm	10 Schienen
75312	7,6 cm × 30,4 cm	10 Schienen
75335	7,6 cm × 88,9 cm	10 Schienen
75415	10,1 cm × 38,1 cm	10 Schienen
75430	10,1 cm × 76,2 cm	10 Schienen
75530	12,7 cm × 76,2 cm	10 Schienen

Bestellinformationen

3M Scotchcast Quick Step Roll Splint

Art.-Nr.	Abmessungen	Verpackungseinheit
74002Q	5,1 cm × 4,5 m	2 Rollen
74003Q	7,6 cm × 4,5 m	2 Rollen
74004Q	10,1 cm × 4,5 m	2 Rollen
74005Q	12,7 cm × 4,5 m	2 Rollen



3M™ Scotchcast™ Longuette

Fiberglas bildet die Basis für die synthetischen 3M Scotchcast Longuetten, die sich bereits seit vielen Jahren durch hohe Qualität auszeichnen. Die dreilagigen Longuetten dienen zur Verstärkung an besonders belasteten Stellen und sind eine sinnvolle Ergänzung zu 3M™ Scotchcast™ Soft Cast semi-rigider Stützverband, also der Kombicast-Technik.

Produkteigenschaften

- Fiberglas, rigide
- 3-lagig
- Atmungsaktives Trägermaterial
- Sichere Anwendung
- Optimale Anpassung an die Körperkonturen
- Vermeidung von Druckstellen
- Hohe Stabilität reduziert die Reparaturrate auf ein Minimum



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Abmessungen	Verpackungseinheit
82199	5,0 cm × 20,0 cm	10 Longuetten
82299	7,5 cm × 20,0 cm	10 Longuetten
82203	7,5 cm × 45,0 cm	10 Longuetten
82200	7,5 cm × 70,0 cm	10 Longuetten
82201	10,1 cm × 90,0 cm	10 Longuetten
82202	12,7 cm × 90,0 cm	10 Longuetten

